



MED
CONSULTING

MED CONSULTING srl
Corso Piemonte, 32 - Saluzzo - CUNEO - Tel. +39 0175518040
info@medconsulting.it - www.medconsulting.it

MANOPOLA SAPONATA a guanto

DESCRIZIONE PRODOTTO	Manopola saponata monouso per il lavaggio della pelle, impregnata con detergente neutro. Predosata con una soluzione a PH fisiologico, utile per la detersione dei pazienti. La forma anatomica a guanto garantisce facilità d'impiego per l'utilizzatore e il massimo comfort per il paziente. L'assenza di cuciture previene possibili frizioni con la pelle. Essendo il sapone già incorporato, l'uso del prodotto consente un notevole risparmio. Contiene la quantità di soluzione necessaria a lavare una persona adulta.
DESTINAZIONE D'USO	Utilizzo: ambito ospedaliero o domiciliare su cute non lesa. Indicato per il lavaggio semplice e veloce di ogni parte del corpo. Contiene la quantità di soluzione necessaria a lavare una persona adulta.
ISTRUZIONI D'USO	Bagnare la parte saponata con qualche goccia di acqua. Strofinare fino a creare della schiuma. Detergere delicatamente la cute. Asciugare senza risciacquare.
FABBRICANTE	MED CONSULTING srl - Corso Piemonte, 32 - SALUZZO - CN - ITALY
LUOGO DI PRODUZIONE	Cina
IMPORTATORE	MED CONSULTING srl - Corso Piemonte, 32 - SALUZZO - CN - ITALY
CLASSIFICAZIONE D.M.	Dispositivo Medico di classe Ia. Conformità al regolamento (UE) 2017/745 (ex93/42).
MATERIA PRIMA	Polietilene LDPE 25 gsm - TNT 70 gsm
CARATTERISTICHE TECNICHE	Manopola a guanto per il lavaggio della pelle realizzata in polietilene e spugna impregnata in sapone a PH neutro delicatamente profumato, formata da 4 veli saldati ad ultrasuoni. La parte interna è impermeabile. Morbida e delicata sulla pelle. Latex free.
AVVERTENZE	Solo per uso esterno. Non riutilizzabile. Conservare a temperatura ambiente. Tenere lontano dalla portata dei bambini, da fonti di calore e da materiali infiammabili. Non usare se la confezione risulta danneggiata. In caso di contatto con gli occhi risciacquare con abbondante acqua.
COMPONENTI	Acqua (idratante) 85.42%; Sodio lauril etero solfato (detergente) 0.05%; Sodio dodecil solfato (addensante) 3%; Cocamidopropil betaina (tensioattivo) 2.5%; Lauril glucoside (tensioattivo) 2.5%; Glicole polietilenico (tensioattivo) 2.5%; PEG-7 Gliceril Cocoato (detergente) 0.8%; Cocamide DEA (agente schiumogeno) 2%; Fenossietanolo (conservazione) 0,15%; Acido citrico (conservazione) 0,02%; Profumo (colorante) 0,05%.

CODICE	CODICE EAN CONF. PRIMARIA	CODICE EAN CONF. SECONDARIA	NUMERO DI REPERTORIO	CND
WGDS-1000	8055719546266	8055719546273	2428890	V9099

NORME DI RIFERIMENTO	Regolamento 2017/745 (ex 93/42). Reg. CE 552/09 (che modifica il regolamento CE N° 1907/2006); ISO 13485 Dispositivi medici - Sistemi per la gestione della qualità - Requisiti regolamentari; EN 15223-1 Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo medico, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite; EN 1041 Informazioni fornite dal fabbricante di dispositivi medici; EN ISO 10993 Valutazione biologica dei dispositivi medici; EN ISO 14971 Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici; EN ISO 20417 Informazioni fornite dal fabbricante di dispositivi medici; EN ISO 62-366-1 Applicazione dell'ingegneria dell'usabilità ai dispositivi medici; EN 22716 Linee guida sulle pratiche di buona fabbricazione;
-----------------------------	---

Dati Logistici

CONFEZIONAMENTO	Confezione Primaria	Cartone	Pallet
	20 pezzi 	1000 pz 	30 cartoni 
	Busta in PP 21,5x27cm	Cartone ondulato pesante 48x36x27 cm Adatto al trasporto ed allo stoccaggio per sovrapposizione.	Pallet in legno 80x120x200 (h) cm

STOCCAGGIO	Stoccare in luoghi asciutti ed areati, lontano da fonti di calore, a temperatura consigliata di +5°/+40°C. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari o a fonti luminose/fluorescenti.
SMALTIMENTO	Smaltire come rifiuto solido urbano indifferenziato
VALIDITÀ	3 anni dalla data di produzione

