

 SCHEDA TECNICO LOGISTICA						Cod. Sch. S-P4/2-1
						Data Sch. 02/2009
						Rev. Scheda 0
Documento n°	Data redazione	N° rev.	Redatto da	Approvato da	Archiviato da	Pagina
51/09	9.04.2019	5	ADVE	DG	ADVE	1 di 1

ACQUA DEMINERALIZZATA Lt 5,000 AMACASA

Imballo da 4 pz

DESCRIZIONE PRODOTTO

Tipo confezione : Tanica in PEHD colore neutro
 Tappo : **Salva Bimbo** in PP colore blu
 Codice articolo : 100204120057
 Codice EAN prodotto : 8004393120057
 Contenuto netto prodotto : Lt 5,000 (+/- 5%)
 Peso lordo prodotto : kg 5,100 (+/- 5%)
 Dimensione prodotto : H x L x P in cm : 28,5 x 12,5 x 18,5

IMBALLO PRIMARIO

Prodotti per imballo : 4 taniche in scatola di cartone color avana
 Codice ITF : 08004393000670
 Peso lordo imballo : kg 20,700 circa
 Dimensioni imballo : H x L x P in cm : 29,5 x 27,5 x 37,7

PALLETIZZAZIONE

Tipo pallet : EPAL
 Imballi per strato : 9
 Strati : 4
 Imballi per pallet : 36
 Totale prodotti per pallet : 144
 Peso lordo per pallet : kg 760 circa (compreso peso pallet)
 Dimensione pallet : H x L x P in cm : 135 x 80 x 120 circa (compreso altezza pallet)

DESTINAZIONE D'USO

L'acqua demineralizzata, ottenuta attraverso il procedimento di osmosi inversa, è priva di sali minerali, di magnesio e calcio. Ideale per batterie d'auto, ferri da stiro a vapore e per umidificatori di ambienti. Evita le incrostazioni calcaree. Non adatta per usi alimentari e per impieghi in cui è necessaria un'elevata purezza batteriologica.

MODALITA' D'USO

Utilizzare pura.

SCHEDA DI SICUREZZA

Previsto rapporto di analisi.



	SCHEMA INFORMATIVA					Cod. Sch. S-P4/2-2
						Data Sch. 05/2010
						Rev. Scheda 1
Documento n°	Data redazione	N° rev.	Redatto da	Approvato da	Archiviato da	Pagina
24/09	16.06.2023	21	RLAB	DG	RLAB	1 di 3



LAB N° 0051 L

RAPPORTO DI PROVA 23/000310042

data di emissione 16/06/2023

Codice intestatario 0015591/001

Spett.le
NEW FADOR SRL
VIA BRESCIA, 16
25018 MONTICHIARI (BS) IT

Dati campione

Numero di accettazione 23.036790.0002
Consegnato da TNT Traco II 05/06/2023
Data ricevimento 05/06/2023
Proveniente da NEW FADOR SRL VIA BRESCIA, 16 25018 MONTICHIARI (BS) IT
Matrice ACQUA DEIONIZZATA
Descrizione campione ACQUA OSMOTIZZATA

Dati campionamento

Campionato da Cliente

	SCHEDA INFORMATIVA					Cod. Sch. S-P4/2-2
						Data Sch. 05/2010
						Rev. Scheda 1
Documento n°	Data redazione	N° rev.	Redatto da	Approvato da	Archiviato da	Pagina
24/09	16.06.2023	21	RLAB	DG	RLAB	3 di 3


CHELAB S.R.L.
 segue rapporto di prova n. 23/000310042



LAB N° 0051 L

- La riga contrassegnata da asterisco (*) indica che la prova non è accreditata da Accredia. - Se non diversamente specificato, l'incertezza è estesa ed è stata calcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95% o come intervallo di confidenza calcolato ad un livello di probabilità di circa il 95%. - RL: limite di quantificazione; "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, i calcoli sono eseguiti secondo il criterio del lower bound (L.B.). - Data inizio analisi: si intende la data di inizio lavorazione del campione, che può prevedere la fase di aliquotazione e omogeneizzazione dello stesso. Data fine analisi: si intende la data di approvazione dei risultati nel LIMS da parte del laboratorio. - In caso di alterazione del campione il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi. - Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti dal Cliente, il nome e i recapiti del cliente sono sempre forniti dal cliente. - R: recupero, i recuperi contrassegnati da cancelletto (#) non sono stati utilizzati nei calcoli. Il recupero è relativo alle fasi analitiche eseguite in laboratorio.